

## Vital'act 3s – activer le PC/SC

Commencez par mettre à jour votre logiciel médical puis suivez les étapes ci-dessous.

### 1. **Menu** (touche ...)




### 2. Descendez sur **Paramètres applications** puis touche **Valider** (touche verte)




### 3. Descendez sur **Protocole USB** puis touche **Menu** (touche ...)



### 4. Choisissez **PC/SC** avec la touche **Menu** (touche ...) puis touche **Valider**



5. Répondez **Oui** par la touche **Valider**



**Besoin d'assistance ?**

**03 20 85 11 40**