


Vital'act 3s – Version d'application

Pour vérifier la version deux choix possibles :

- Sur HelloDoc après une lecture de la carte CPS > menu « ? » > Informations SESAM-Vitale > relevez la version du logiciel



Informations SESAM-Vitale

Services SESAM-Vitale : 06.06 Accès Lecteur (GALSS) : 03.45 Protocole Santé Social : 03.39

CARACTÉRISTIQUES LECTEURS [DÉTECTER]

Homologué SESAM-Vitale

Constructeur : Ingenico

Type : TLA-V04.20-1579VITALACT3 Système d'exploitation : 5

Numéro de série : 0000000000040108292

Nom du logiciel : TLA AUX/PRES SV140700

Version du logiciel : 04.24 Somme de contrôle : 805E

Date et heure logiciel : 19/03/2020 14:00

COMPOSANTS [RECHARGER]

Composants SSV Composants GALSS Composants SRT Composants STS

Version SSV : 06.06

Table externe : 06.04

Tables Org. Dest. :

DATE LECTEUR FICHER MIF ENREGISTRER AGRÉMENT RAFRAÎCHIR FERMER

- Sur le lecteur

1. Menu (touche ...)




2. Descendez sur **Informations** puis touche **Valider** (touche verte)



3. Descendez sur la fenêtre **Versions**

4. Relevez la version d'**Application**



La version minimale doit être 4.22

Votre version est compatible >> suivez la procédure « activer le PC/SC » disponible sur www.agti.fr/tutosv

Votre version n'est pas compatible >> Merci de nous envoyer le modèle de votre lecteur ainsi que votre numéro de version par mail à l'adresse jprudhomme@agti.fr , une proposition de mise à jour du lecteur sera établie dans les 48 heures.

Besoin d'assistance ?

03 20 85 11 40